


# 小鼠骨髓瘤细胞 (SP2/0-AG14) 使用说明书

货号：TCM-C772      规格：1×10<sup>6</sup> cells/T25 培养瓶



细胞名称	小鼠骨髓瘤细胞
细胞别名	SP2/0-Ag14; SP2/0-AG14; SP2/0-ag14; Sp2/O-Ag14; SP2/O-Ag14; Sp2/0-Ag-14; SP2-0-Ag14; SP2/0 Ag-14; SP-2/0-AG14; Sp 2/0-Ag 14; Sp2/0; SP2/0; Sp2/O; SP2/O; SP-2; SP2; GM03569; GM03569B; GM3569
种属来源	小鼠
组织来源	脾脏
细胞形态	淋巴母细胞样
生长特性	悬浮生长
培养体系	培养体系：DMEM-H + 10% FBS + 1% P/S 推荐使用海星配套小鼠骨髓瘤细胞完全培养基，货号：TCM-G772
传代比例	3×10 <sup>4</sup> -5×10 <sup>5</sup> cells/ml，每 2-3 天换液一次
培养环境	气相：95%空气+5%CO <sub>2</sub> ，温度：37℃
冻存条件	冻存条件：60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 推荐海星 HyCyte™ 一步冻存液（即用型、无血清、无需程序降温），货号：GUCP-201 保存条件：液氮储存
安全性	所有肿瘤细胞和病毒转染的细胞均视为有潜在的生物危害性，建议在二级生物安全台内操作，并做好个人防护。
用途	仅供科研使用

为科研加速，为工业赋能！



关注海星公众号



关注海星视频号

